



# KFC Ausrüstung für OMNIS Coulometer mit Generatorelektrode mit Diaphragma

6.05406.000

Komplettes Zubehörset für die coulometrische Karl-Fischer-Titration.

Lieferumfang 6.05406.000

| Qt. | Order no. | Beschreibung |
|-----|-----------|--------------|
|-----|-----------|--------------|

Generatorelektrode mit Diaphragma für coulometrische Karl-Fischer-Titrationsen, Normschliff 29/22. Diese Elektrode hat einen nach oben abgewinkelten Kabelanschluss, welcher die Kabelführung und die Bedienung bei Verwendung mit dem OMNIS Sample Robot Oven vereinfacht.

Diese Generatorelektrode eignet sich speziell für:

- Proben mit sehr tiefen absoluten Wassergehalten 50 ppm
- Coulometrische Wassergehaltsbestimmung in Ölproben
- Anwendungen, bei denen Ketonreagenzien verwendet werden
- Anwendungen, bei denen schlecht leitende Reagenzien verwendet werden (Zusatz von Chloroform, Xylen >10%)



Titrierzellenhalter für die Befestigung einer coulometrischen Titrierzelle an einem OMNIS Coulometer oder OMNIS Coulometer Module



Kabel für Anschluss einer analogen polarisierbaren Elektrode (Steckkopf G) an analogem Messmodul von OMNIS.



Indikatorelektrode, die für coulometrische Karl-Fischer-Titration verwendet wird.



1 STK

6.1403.030

KF-Adsorberrohr zu Coulometerzelle

Zu KF-Coulometern.



1 STK

6.1437.000

Schliffstopfen NS 14



2 STK

6.1448.020

Septum / 16 mm / 5 Stück

Satz à 5 Stück.



1 STK

6.1464.320

KF-Titriergefäß / 80 - 250 mL / coulometrisch



1 STK

6.1903.030

Rührstäbchen / 25 mm

Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 25 mm.



---

1 STK

6.2104.620

Elektrodenkabel / 0.65 m / H

Mit Stecker H, für die Verbindung Generatorelektrode - Coulometer



---

1 STK

6.2701.040

Schraubverschluss GL 18 mit Loch

Aus PBT. Mit Loch für Septum 6.1448.020. Für die diaphragmalose Zelle 6.5405.000 und Titriergefäße 6.1464.32X und 6.1465.320.



---

2 STK

6.2713.000

PTFE-Manschette NS14

Für fettfreie Schliffverbindung mit dem Normschliff NS 14.



1 STK

6.2713.010

PTFE-Manschette NS29

Manschette für fettfreie Schliffverbindung mit dem Normschliff NS 29.



---

1 STK

6.2713.020

PTFE-Manschette NS19

Für fettfreie Schliffverbindung mit dem Normschliff NS 19.



## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2811.000 | Molekularsieb                                                                                                                                                                         |  |
|            | Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.                                                             |                                                                                     |
| 6.2811.010 | Molekularsieb (US)                                                                                                                                                                    |  |
|            | Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.                                                             |                                                                                     |
|            | Dieses Produkt ist für alle Anwender mit Wohnsitz in den USA. Das Material wird gemäß dem OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) in den USA als gefährlich eingestuft. |                                                                                     |