

1 STK

6.01406.010

Adsorberrohr mit Deckel

Adsorberrohr mit Deckel zu OMNIS Karl Fischer Titrator volumetrisch



1 STK

6.01406.250

Titration Gefäß 50 – 150 mL

Titriergefäß 50 – 150 mL mit Schraubverschluss für die Verwendung mit Titriergefäßsoberteilen 6014050X0.



1 STK

6.01408.010

Dichtungssatz zu Karl-Fischer-Titrierzelle

Kompletter Dichtungssatz, passend zu 6.05609.000 und 6.05609.010.



1 STK

6.01543.120

Antidiffusionsspitze

Titrierspitze mit Antidiffusionsventil, passend zu OMNIS Karl Fischer Titrator



3 STK

6.02709.010

Stopfen

Stopfen aus Kunststoff, passend zu OMNIS Karl-Fischer Titrator 2.1001.4220.



1 STK

6.02709.020

Septumstopfen

Septumstopfen aus Kunststoff, passend zu Titriergefäßoberteile 6014050X0.



2 STK

6.02709.030

Schraubnippel

Schraubnippel aus Kunststoff, passend zu Titriergefäßoberteile 6014050X0.



1 STK

6.02801.000

Watte zu Adsorberrohr

Wattebäuschchen aus Baumwolle (4 Stück), passend zu OMNIS Adsorberrohr 601406010.



2 STK

6.1448.010

Septum / 12 mm / 5 Stück

Satz à 5 Stück.



2 STK

6.2816.020

Spritze 10 mL mit Luer-Anschluss

Für verschiedene Anwendungen in IC und VA



2 STK

6.2816.030

Nadel mit Luer-Anschluss

Nadel zum Einfüllen von Quecksilber in die Multi-Mode-Elektrode und für die Probenzugabe in der Karl-Fischer-Titration.



1 STK

6.2104.020

Elektrodenkabel / 1 m / F

Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).



1 STK

6.01405.060

Titriergefäßsoberteil Eco für Titriergefäße
601406XXX für Polytron

Titriergefäßsoberteil für die volumetrische Karl-Fischer-Titration mit einem
Eco KF Titrator mit Polytron




1 STK

6.02008.030

Polytronhalter für Eco Titrations-Geräte

Polytronhalter für die Fixierung des Polytron, passend zu
Titriergefäßsoberteil 601405060



1 STK

6.02709.050

Führungshülse

Zur Fixierung des Polytron im Titrationsgefäß-Oberteil 601405040.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02709.040	Verschlussstopfen Verschlussstopfen zu Titriergefäßoberteilen 6014050X0. 
6.02711.000	Pastenlöffel Geeignet zum Einsatz für Karl-Fischer-Wasserbestimmungen von pastösen Substanzen, wie z.B. Honig, Kosmetik, Fette oder verschiedene Milchprodukte. Der Pastenlöffel erleichtert die Zugabe von viskosen Proben. Er wird so einfach, wie jeder andere Spatel gehandhabt und ermöglicht die bequeme, schnelle und verlustfreie Zugabe von Pasten in das Karl-Fischer-Titriergefäß. Um viskose Proben schnell und komplett aufzulösen, empfehlen wir zudem die Verwendung eines Homogenisierers. Passend zu Titriergefäßoberteilen 6014050X0. 
2.136.0100	Polytron PT 1300 D Polytron PT 1300 D - Metrohm Version Homogenisierer, welcher direkt durch die OMNIS Software, tiamo™ oder Touch Control angesteuert werden kann. Der Polytron PT 1300 D besteht aus einem Kontrollgerät und einem Antrieb. Das Kupplungssystem am Antrieb erlaubt den einfachen und schnellen Austausch der Aggregate ohne zusätzliches Werkzeug. Feste Proben können mühelos zerkleinert werden. Das Gerät ist aber auch hervorragend geeignet um in viskosen Proben für eine gute Durchmischung zu sorgen. 

6.9012.000

Dispergier-Aggregat zu Polytron, 125 mm

Standard Dispergier-Aggregat zu Polytron 1300 D



6.9012.010

Dispergier-Aggregat zu Polytron, 157 mm

Spezial-Dispergier-Aggregat (Metrohm-Version) mit vorstehenden
Messern



6.2811.000

Molekularsieb

Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne
Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.



6.2811.010

Molekularsieb (US)

Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne
Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.

Dieses Produkt ist für alle Anwender mit Wohnsitz in den USA. Das
Material wird gemäß dem OSHA Hazard Communication Standard (29
CFR 1910.1200) in den USA als gefährlich eingestuft.

