



Ag/AgCl-Referenzelektrode (Länge 16.2 cm)

6.0726.110

Silber/Silberchlorid Referenzelektrode mit Double-Junction System, Einbaulänge 13.8 cm. Diese Referenzelektrode eignet sich hervorragend für automatisierte Anwendungen. Der Normschliff 14/15 ermöglicht eine einfache Montage, und das gegenüber Verschmutzung unempfindliche flexible Schliffdiaphragma kann jederzeit ersetzt werden. Der Referenz- und der Zwischenelektrolyt können je nach Verwendung frei gewählt werden und sind leicht auszutauschen. Dieser Sensor wird ohne Elektrolytfüllung ausgeliefert.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1243.030	Diaphragma für Bezugselektroden Ersatz-Schliffdiaphragma für Bezugselektroden 6.0726.1XX und 6.0729.1XX



6.2308.020 Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)
Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)



6.2310.010 Elektrolyt KNO_3 1 mol/L 250 mL
Elektrolytlösung KNO_3 1 M (Bezugselektrolyt für kombinierte Silberelektroden)



6.2320.000 TEABr 0.4 mol/L in Ethylenglykol (250 mL)
Elektrolytlösung TEABr (Tetraethylammoniumbromid in Ethylenglykol), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$



6.2106.020 Kabellitze / 1 m / 2 x B
Elektrodenkabel mit 2 x Stecker B (4 mm) für den Anschluss von Elektroden mit Steckkopf B



6.2106.060

Kabellitze / 2 m / 2 x B

Elektrodenkabel mit 2 x Stecker B (4 mm) für den Anschluss von Elektroden mit Steckkopf B



6.02105.000

Kabellitze, Länge 0.55 m

Elektrodenkabel (1x Bananenstecker 4 mm, 1x Bananenstecker 2 mm) zum Anschluss einer getrennten Referenzelektrode an einen analogen Messeingang eines OMNIS Titrationssystems.



6.02105.010

Kabellitze, Länge 1.5 m

Elektrodenkabel (1x Bananenstecker 4 mm, 1x Bananenstecker 2 mm) zum Anschluss einer getrennten Referenzelektrode an einen analogen Messeingang eines OMNIS Titrationssystems, Länge 1.5 m.

