



Nucleosil 5SA - 125/4.0

6.1007.000

Die IC-Kationensäule Nucleosil 5SA - 125/4.0 verwendet Sulfonsäuregruppen zur Trennung der Kationen. Mit Eluenten, die organische Säuren und Ethylendiamin enthalten, trennt diese Säule divalente Kationen wie z.B. Magnesium, Calcium sowie einige Übergangsmetallelemente (z.B. Nickel, Zink, Cobalt, Mangan). Die Nucleosil 5SA - 125/4.0 ist deshalb die preiswerte und robuste Trennsäule für die Bestimmung der Übergangsmetalle mit direkter Leitfähigkeitsmessung ohne Nachsäulenreaktion. Calcium und Magnesium können neben hohen Konzentrationen an Alkalimetallen sicher bestimmt werden. Die Säule ist nur für divalente Kationen geeignet. Monovalente Kationen eluieren praktisch zusammen mit dem Injektionspeak.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.1007.110

Nucleosil 5SA 2 Guard-Kartusche/4.0

Zur Schonung der analytischen Trennsäule Nucleosil 5SA - 125/4.0.
Benötigt den Halter 6.2821.140 zum Anschluss an die analytische Säule.



6.2821.140

Halter zu Nucleosil 5SA 2 Guard-Kartusche/4.0

Halter für die Nucleosil 5SA Guard-Kartusche/4.0 zum Anschluss an die
analytische Trennsäule.

