



Super-Sep - 100/4.6

6.1009.000

Zusätzlich zur Analyse der Standardanionen ohne chemische Suppression kann diese Säule für eine Reihe von Spezialapplikationen verwendet werden. Mit der IC-Anionensäule Super-Sep - 100 /4.6 gelingt der Phosphatnachweis mit alkalischem Eluenten. Mit geeignetem Eluenten können Formiat, Acetat und Fluorid getrennt werden. Insgesamt ist es eine Säule mit sehr guter Trennleistung.

Lieferumfang 6.1009.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1009.010	Super-Sep Guard/4.6
	Zur Schonung der analytischen Trennsäule Super-Sep - 100/4.6

