



Metrosep Carb 2 - 250/4.0

6.1090.430

Die IC-Säule Metrosep Carb 2 - 250/4.0 eignet sich speziell für die Bestimmung von Kohlenhydraten unter Verwendung alkalischer Eluenten und der gepulsten amperometrischen Detektion. Die hochkapazitive Anionenaustauschsäule basiert auf einem Styrol/Divinylbenzol-Copolymer. Sie ist im Bereich von pH = 0–14 stabil und trennt Mono- und Disaccharide. Darüber hinaus ist sie auch für die Analyse von Zuckeralkoholen, Anhydrozucker, Aminos Zucker usw. geeignet. Die 250-mm-Variante der Metrosep Carb 2 Trennsäule ist für komplexe Trennungen optimiert.

Lieferumfang 6.1090.430

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1015.200	Metrosep BO ₃ Trap 1 - 100/4.0 Trap-Säule zur Entfernung von Borat-Verunreinigungen aus dem Eluenten. Die Metrosep BO ₃ Trap 1 - 100/4.0 wird hauptsächlich in der Kohlenhydratanalyse mit Hydroxideluenten eingesetzt.	
6.1015.300	Metrosep CO ₃ Trap 1 - 100/4.0 Trap-Säule zur Entfernung von Carbonat-Spuren in Hydroxideluenten.	
6.1090.500	Metrosep Carb 2 Guard/4.0 Die Metrosep Carb 2 Guard/4.0 entfernt wirkungsvoll Verunreinigungen und schützt so die analytische Trennsäule. Das Design der Guardsäule ist so gewählt, dass ihr Einfluss auf die chromatographische Trennung zu vernachlässigen ist.	
6.1090.510	Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 Die Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 entfernt wirkungsvoll Verunreinigungen und schützt so die analytische Trennsäule. Das Design der Guardsäule ist so gewählt, dass ihr Einfluss auf die chromatographische Trennung zu vernachlässigen ist.	