



Elektrodenschaft für die scTRACE Gold

6.1241.080

Halter für die scTRACE Gold mit Steckkontakten zum Anschluss der Elektrodenkabel für Arbeits-, Referenz- und Hilfselektrode. Der Elektrodenschaft ergibt zusammen mit der scTRACE Gold 6.1258.000 einen kompletten Sensor für die Voltammetrie zur Verwendung in Professional-VA-Geräten. Zum Einsatz in VA-Ständen und VA Computrace sind drei Adapter 6.2112.130 notwendig. Die scTRACE Gold muss lediglich auf den Schaft aufgesteckt werden. Während die scTRACE Gold in regelmässigen Abständen ausgetauscht wird, kann der Elektrodenschaft weiterverwendet werden.

Lieferumfang 6.1241.080

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1236.050	Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1258.000	scTRACE Gold (Satz mit 4 Stück) Goldmikrodraht-Elektrode auf Dickfilmbasis für die Bestimmung von Arsen in Wässern. Die scTRACE Gold ist ein kombinierter voltammetrischer Sensor für die Voltammetrie. Goldmikrodraht-Arbeitselektrode, Ag/AgCl-Referenzelektrode und Kohlenstoff-Hilfselektrode befinden sich auf einem Sensor. Einfach in der Handhabung und weitgehend wartungsfrei kann mit der scTRACE Gold zum Beispiel Arsen in Wasser im Spurenbereich bestimmt werden. Zusammen mit dem Elektrodenschaft 6.1241.080 kann sie in jedem Metrohm-Voltammetrie-Messstand verwendet werden.	
6.2112.130	Adapter Steckkontakt 5.5 mm / Schraubkontakt, vergoldet Für VA-Elektroden	