




Multi-Mode-Elektrode pro

6.1246.120

Quecksilberelektrode für die Voltammetrie. Kann als DME, SMDE oder HMDE betrieben werden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1226.030	Quecksilbertropfkapillare (unsilanisiert) für MME
	Unsilanierte Quecksilbertropfkapillare (10 Stück)



6.1226.050

Quecksilbertropfkapillare (silanisiert) für MME

Silanisierte Quecksilbertropfkapillare (10 Stück)



6.1247.020

Nadeln für MME

Nadeln für Multi-Mode-Elektrode (3 Stück).



6.1247.110

Schraubverschluss Quecksilber-Nachfüllöffnung für MME pro



6.1247.120

Halteschraube für Kapillare für MME pro



6.1247.140

Nadelhalter für MME pro



6.1247.150

Silikondichtung grün 13.9 mm für MME pro



6.1247.210

Montagering für Nadelhalter für MME



6.1247.220

Schlüssel für MME



6.2615.130

Elektrodenständer für MME pro

Elektrodenständer zum Füllen und Aufbewahren der Multi-Mode-Elektrode pro.



6.2112.130

Adapter Steckkontakt 5.5 mm / Schraubkontakt, vergoldet

Für VA-Elektroden

