



# Schaumsperr

6.1451.010

Schaumsperr in Reaktionsgefäßen für Stabilitätsmessungen.

## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1429.040 | Reaktionsgefäß kurz für Stabilitätsmessungen<br><br>Reaktionsgefäß für Stabilitätsmessungen mit Rancimat und PVC Thermomat. Set à 117 Stück. |



6.1429.050

Reaktionsgefäß lang für Stabilitätsmessungen

Reaktionsgefäß für die Messung von flüchtigen Ölen, Mineralölen, Biodiesel und Biodieselblends mit dem Biodiesel Rancimat. In Kombination mit 6.2418.130. Set à 100 Stück.




---

6.2418.100

Luftrohr für Ölmessungen

Set à 117 Stück. In Kombination mit 6.1429.040.



---

6.2418.130

Luftrohr lang für Biodieselmessungen

Set à 100 Stück. In Kombination mit 6.1429.050.

