



PE-Flasche 50 mL

6.1608.100

Flasche zum Extension Module Liquid Handling.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02743.100	Schraubkappe ohne Septum, ID 14.2 mm

Die Schraubkappe ohne Septum kann in Kombination mit der Flasche PP, 50 mL (6.02743.030) verwendet werden. Der Stopfen mit Perforation (6.2743.070) lässt sich in das Loch schieben und verschliesst die Flasche. Dies bietet eine perfekte Verschlussmöglichkeit, falls die Standardnadel (6.2846.010) am 858 Professional Sample Processor verwendet wird.



Die Schraubkappe mit Septum eignet sich perfekt, um Proben und Standards über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Schraubkappe mit Septum für Flasche PP, 50 mL (6.02743.030); PE-Flasche, 125 ml (6.1627.000) und PE-Flasche, 50 ml (6.1608.100).



Beim 858 Professional Sample Processor muss die beschichtete Probennadel aus Stahl (6.2624.200) oder die Pick-up-Nadel (6.2624.100) montiert werden, um das Septum zu durchstechen.
