



PE-Flasche, 125 mL für IC

6.1627.000

Diese Flasche wird in der vollautomatischen Verdünnung eingesetzt.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.9920.255	Probenrack 25 x 60 mL + 10 x 125 mL Mehrreihiges Probenrack für 25 Proben in Corning®-Zellkulturkolben à 60 mL und 10 Proben in PE Flaschen à 125 mL (6.1627.000). Dediziertes Probenrack für Spurenanalytik, z.B. Kraftwerk.



6.02743.100 Schraubkappe ohne Septum, ID 14.2 mm

Die Schraubkappe ohne Septum kann in Kombination mit der Flasche PP, 50 mL (6.02743.030) verwendet werden. Der Stopfen mit Perforation (6.2743.070) lässt sich in das Loch schieben und verschliesst die Flasche. Dies bietet eine perfekte Verschlussmöglichkeit, falls die Standardnadel (6.2846.010) am 858 Professional Sample Processor verwendet wird.



6.02743.090 Drehverschluss mit Septum

Die Schraubkappe mit Septum eignet sich perfekt, um Proben und Standards über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Schraubkappe mit Septum für Flasche PP, 50 mL (6.02743.030); PE-Flasche, 125 mL (6.1627.000) und PE-Flasche, 50 mL (6.1608.100).

Beim 858 Professional Sample Processor muss die beschichtete Probennadel aus Stahl (6.2624.200) oder die Pick-up-Nadel (6.2624.100) montiert werden, um das Septum zu durchstechen.

