



Schraubkappe mit Septum, Spurenanalytik

6.1627.100

Der Septumdrehverschluss ist aufgrund der vernachlässigbaren Kontaminierung durch das Septum ideal für die Spurenanalytik. Perfekt, um Standards über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Septumdrehverschluss für PE-Flasche, 125 mL (6.1627.000) und PE-Flasche, 50 mL (6.1608.100).

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1627.000	PE-Flasche, 125 mL für IC

Diese Flasche wird in der vollautomatischen Verdünnung eingesetzt.



6.1608.100

PE-Flasche 50 mL

Flasche zum Extension Module Liquid Handling.



6.2072.000

Flaschenadapter für 6.1627.000 zu 6.2041.440

Der Flaschenadapter erlaubt die Platzierung der PE-Flasche, 125 mL auf dem Probenrack 148 x 11 mL + 3 x 300 mL (6.2041.440).



6.02743.030

Flasche PP, 50 mL, 12 Stück

Die 50 mL Flaschen sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff hergestellt und können für Proben, Standards, Checkstandards und Spüllösungen verwendet werden. Die Produktion und die Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen. Dies garantiert minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefäße werden stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen überprüft.

