



Pipetten-Adapter 1-10 mL zu Transferkopf

6.1808.250

Adapter mit Aussengewinde M6 und Eppendorfkonus zum Einsatz in den Transferkopf 6.1462.240 zur Verwendung von 10 mL Eppendorf Pipettenspitzen

Lieferumfang 6.1808.250

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1808.000	Kupplungsmuffe M6



Zur Inline-Dialyse. Für IC Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1562.240	Pipettenspitzen 1-10 mL (200 Stück) Eppendorfspitzen für die Verwendung im 864 Robotic Balance Sample Processor

