




Pumpschlauch (violett/orange)

6.1826.150

Für den Advanced VA Sample Processor und alle IC-Geräte mit Peristaltikpumpe.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2744.030	Kupplung Olive/UNF 10/32, 4 x Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 4 Stück. Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe



6.2744.110

PEEK-Adapter Pumpschlauch - Inline-Filter


Verbindungsstück zwischen Pumpschlauch und Inline-Filter



6.2744.160

Pumpschlauch-Verbindung mit Sicherung

Sicherung zum Anschluss eines Pumpschlauches auf der Olive.



6.2744.180

Pumpschlauch-Verbindung mit Sicherung und Filter

Zur Verbindung von Pumpschlauch und Kapillare mit eingebautem Filter

