



Probenrack, 159 x 2 mL und 3 x 300 mL, (PVC)

6.2041.480

Probenrack zu 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL passend für 159 Probengefäße und 3 Spülflaschen. Die folgenden Probengefäße und Spülflaschen können verwendet werden: 2 mL (Eppendorf), 6.1608.080, 6.1627.000.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1608.080	Flasche 300 mL
	Spülgefäß zu den IC Sample Processors.



6.1627.000

PE-Flasche, 125 mL für IC

Diese Flasche wird in der vollautomatischen Verdünnung eingesetzt.



6.1627.100

Schraubkappe mit Septum, Spurenanalytik

Der Septumdrehverschluss ist aufgrund der vernachlässigbaren Kontaminierung durch das Septum ideal für die Spurenanalytik. Perfekt, um Standards über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Septumdrehverschluss für PE-Flasche, 125 mL (6.1627.000) und PE-Flasche, 50 mL (6.1608.100).



6.2072.000

Flaschenadapter für 6.1627.000 zu 6.2041.440

Der Flaschenadapter erlaubt die Platzierung der PE-Flasche, 125 mL auf dem Probenrack 148 x 11 mL + 3 x 300 mL (6.2041.440).

