



## Befestigungsplatte für Abstreifer und für Halterung zu Auffanggefäss

6.2058.050

Die Platte wird an der Turmseite des Sample Processors montiert und ermöglicht die Befestigung eines Abstreifers für das automatische Abwerfen von verwendeten Werkzeugen.

### Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                           |                                                                                       |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2057.150 | Halter zu Auffanggefäss                |                                                                                       |
|            | Halter zur Montage des Auffanggefässes |  |

6.2058.060

#### Abstreifer zu Adapter 61808220

Der Abstreifer wird mit Hilfe der Befestigungsplatte (6.2058.050) an der Turmseite des Sample Processors montiert und ermöglicht das automatische Abwerfen der verwendeten Luerlock Werkzeuge in den Auffangbehälter (6.1625.010)



---

6.2058.070

#### Abstreifer zu Adapter 61808250

Der Abstreifer wird mit Hilfe der Befestigungsplatte 6.2058.050 an der Turmseite des Sample Processors montiert und ermöglicht das automatische Abwerfen der verwendeten Pipettenspitzen in den Auffangbehälter 6.1625.010.

