



Probennadel aus Stahl, beschichtet

6.2624.200

Alternative zur Probennadel aus Zirkoniumoxid. Besonders geeignet für Septumgefäße. Metallfrei dank spezieller Beschichtung. Benötigt den Nadelhalter 1/16 in. (6.2833.010) zur Montage am Sample Processor.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2629.000	Mutter zu Nadelhalter IC Zu Sample Processoren.



6.2833.010

Nadelhalter 1/16 in.

Für IC Sample Processors. Für 1/16 in. Kanülen.

