



Spritze 10 mL mit Luer-Anschluss

6.2816.020

Für verschiedene Anwendungen in IC und VA

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2744.120	Adapter Druckschraube-Luer-F Verbindung Druckschraube und Spritze.



6.2816.030

Nadel mit Luer-Anschluss

Nadel zum Einfüllen von Quecksilber in die Multi-Mode-Elektrode und für die Probenzugabe in der Karl-Fischer-Titration.



6.2816.040

Purge-Kanüle

Mit PTFE-Schlauch und Luer-Anschluss. Für Spritzen. Zum Ansaugen von Eluenten.

