



807 Dosing Unit 20 mL

6.3032.220

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 20 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.

Lieferumfang 6.3032.220

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1446.030	Gelenkstopfen / B-14/(15)
		Für die bewegliche Halterung von Bürettenspitzen in Titriergefäßen



1 STK

6.1446.040

Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1543.200

Titrierspitze / Gewinde M6

Titrierspitze mit Antidiffusionsventil.



1 STK

6.1805.100

FEP-Schlauch / M6 / 40 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.2008.030

Schlauchspitzenköcher für 807 Dosing Unit

Ergibt zusammen mit Köcherhalter 6.2008.050 eine Halterung für die Bürettenspitze an der 807 Dosing Unit.



0 STK

6.2803.000

Fett (1 oz.)

Sonderqualität (silikonfrei) für fettfreie Schliffverbindungen siehe 6.2713.XXX.



1 STK

6.2739.000

Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.



1 STK

6.1543.060

Spitze / Gewinde M6

Spitze mit Gewinde M6. Ergibt zusammen mit Kapillare 6.1805.160 und Gelenkstopfen 6.1446.030 die komplette Bürettenspitze 6.1537.010.



1 STK

6.1619.000

Adsorberrohr für 807 Dosing Unit



1 STK

6.1829.010

FEP-Ansaugschlauch / M6 / 0.25 m

Mit Gewinde M6. Für Dosiereinheiten



1 STK

6.2008.050

Aufbewahrungsgefäßshalter für 807 Dosing Unit

Ergibt zusammen mit Bürettenspitzenköcher 6.2008.030 eine Halterung für die Bürettenspitze an der 807 Dosing Unit.



1 STK

6.2244.020

Beschriftungsschilder für intelligente Wechseleinheit

Satz à 10 Stück, in verschiedenen Farben.



1 STK

6.2803.010

Fett (2 g)

Sonderqualität (silikonfrei). Für fettfreie Schliffverbindungen siehe 6.2713. XXX



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1608.023	Braunglasflasche / 1000 mL/ GL 45 Zu Wechseleinheiten. Flasche für Hilfslösungen.	
6.1608.030	Runde Glasflasche / 1000 ml / GL 45	
6.1608.040	Flasche PE / 1000 ml / GL 45 Zu Wechseleinheiten. Flasche für Hilfslösungen.	
6.1608.050	Trockenflasche / 100 mL / GL 45	



6.1618.000

Gewindeadapter / 32 mm auf GL 45


Adapter für Flaschen mit 32 mm Gewinde (Fluka, Riedel de-Haen 500 mL...) auf GL45



6.1618.010

Gewindeadapter / 28 mm auf GL 45


Adapter für Flaschen mit 28 mm Gewinde (Fisher...) auf GL 45



6.1618.020

Gewindeadapter / S40 auf GL 45

Adapter für Flaschen mit S40-Gewinde (Merck...) auf GL 45.



6.1618.050

Gewindeadapter / 40 mm auf GL 45

Adapter für Flaschen mit 40 mm Gewinde auf GL45.



6.1618.060

Gewindeadapter / GL 45 auf GL 45

Gewindeadapter (GL 45 auf GL 45); u. a. für Reagenzflaschen mit erhöhtem Flansch



6.1805.030

FEP-Schlauch / M6 / 150 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



6.1805.110

FEP-Schlauch / M6 / 80 cm

Mit Licht- und Knickschutz.





1 Innengewinde M6 und 1 Olive für Schläuche. Teil der Schraubverbindungen für Wechseleinheiten und Stabilitätsmessgeräte.



Ergibt zusammen mit Bürettenspitze 6.1541.010 die komplette geerdete Bürettenspitze 6.1540.010. Für Titrationsen in nicht-wässrigen Lösungsmitteln.



3 mal Gewinde M6 innen.



6.1829.020

FEP-Ansaugschlauch / M6 / 0.5 m

Für Dosiereinheit



6.1808.280

Adapter 807 Dosing Unit Port 4, M6 innen

Adapter zur Verwendung von Port 4 der 807 Dosing Unit zur Verbindung mit einem FEP-Schlauch / M6.



6.1574.220

Zylinderelement Glas 20 mL

Zylinderelement Glas komplett mit Zylinder, Kolben, Zylinderboden, Hahnscheibe und Zentrierrohr. Für 807 Dosing Unit 20 mL.

