



IC-Ausrüstung: Inline-Verdünnung

6.5330.120

Zubehörset zur Inline-Verdünnung. Zur Verwendung mit dem 858 Professional Sample Processor, 800 Dosino and 741 Magnetic Stirrer.

Lieferumfang 6.5330.120

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1580.210	807 Dosing Unit 10 mL ohne Zubehör

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 10 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45.



1 STK

6.1562.130

Transferschlauch mit Halter 2 x M6 / 10 mL zu
Sample Processors

Transferschlauch zur Probenverdünnung und Anreicherung mit dem
Dosino an Sample Processor.



1 STK

6.1819.110

FEP-Ansaugschlauch zu Kanister

Ansaugschlauch zu Kanisteraufsatz mit M6-Anschluss. Zur
Eluentenherstellung.




1 STK

6.2057.210

Dosinohalter zu IC-Geräten

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 STK

6.1903.000

Rührstäbchen / 8 x 3 mm

Rührstäbchen mit magnetischem Kern, Umhüllung aus PTFE, 8 mm lang
und 3 mm Durchmesser.




1 STK

6.2744.160

Pumpschlauch-Verbindung mit Sicherung

Sicherung zum Anschluss eines Pumpschlauches auf der Olive.



1 STK

6.1602.160

Flaschenaufsatz für Eluenten und Reagenzien GL 45

Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.



1 STK

6.01808.010

Y-Schlauchverbinder, PP, 3 x 7-8 mm

Verbindungsstück für Abfallschläuche



1 STK

6.2841.120

Liquid Handling Station, links

Kombinierte Spül- und Verdünnungsstation zu Probenwechslern mit Swinghead. Zur Montage links vom Turm.



1 STK

6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45



1 STK

6.1618.020

Gewindeadapter / S40 auf GL 45

Adapter für Flaschen mit S40-Gewinde (Merck...) auf GL 45.



1 STK

6.1803.070

PTFE-Kapillare 0.97 mm i.D. / 40 cm

Kapillare zur Filtration, für IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



2 STK

6.1803.080

PTFE-Kapillare 0.97 mm i.D. / 1 m

Kapillare zur Filtration, für IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



1 STK

6.1816.070

Silikonschlauch 8/12 mm, 1m

Für das IC Sample Center



1 STK

6.1826.380

Pumpschlauch LFL (grau/grau), 3 Stopper

Zur Inline-Verdünnung.



1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.034

Kupplung Olive/UNF 10/32, 2x

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 2 Stück. Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe.



1 STK

6.2744.200

Adapter UNF 10/32 aussen / M6 innen

Zur Verbindung von 1/16 in. PEEK-Kapillaren und Transferschlauch (M6).



1 STK

6.1805.120

FEP-Schlauch / M6 / 100 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1624.000

Adapter NS 14 zum Adsorberrohr 6.1619.XXX

Adapter NS 14. Für das Adsorberrohr 6.1619.010 im Dilution Sample Processor.



1 STK

6.1619.000

Adsorberrohr für 807 Dosing Unit

