



CVS-Elektrodenausrüstung mit 1-mm-Platinelektrode für Professional-VA/CVS-Geräte

6.5339.000

Kompletter Elektrodensatz für die Bestimmung von organischen Additiven in Galvanikbädern mittels CVS (Cyclic Voltammetric Stripping). Enthält rotierende Platin-Arbeitslektrode (Elektroden Durchmesser: 1 mm), Referenzelektrode, Platin-Hilfselektrode, Messgefäße und Elektrolytlösungen.

Lieferumfang 6.5339.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.0343.100	Getrennte Pt-Stift-Elektrode
		Platin-Hilfselektrode für Voltammetrie und CVS.



1 STK

6.0728.130

LL-Ag/AgCl-Referenzelektrode für CVS

Inneres Referenzsystem mit Elektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Kunststoff 6.1245.010.



1 STK

6.1204.190

Platin-Elektrodentip 1 mm für CVS

Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser Elektrodenscheibe $1 \text{ mm} \pm 0.02 \text{ mm}$, polierte Oberfläche, Schaft aus Glas, Gewindeanschluss M3. Rundlauffehler: 0.2 mm . Temperaturbereich: $0 \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$.



1 STK

6.1204.510

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE)

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Titanachse für Professional-VA/CSVs-Geräte, Gewinde M3.



1 STK

6.1245.010

Elektrolytgefäß aus Kunststoff

Elektrolytgefäß aus Kunststoff mit Keramikdiaphragma für Double-Junction-Referenzelektrode.



1 STK

6.1415.210

Titriergefäß / 10-90 mL



1 STK

6.1415.250

Titriergefäß / 50-150 mL



1 STK

6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)



1 STK

6.2310.010

Elektrolyt KNO_3 -1mol/L 250 mL

Elektrolytlösung KNO_3 1 M (Bezugselektrolyt für kombinierte Silberelektroden)

