



# CVS-Elektrodenausrüstung mit 2-mm-Platinelektrode für Professional-VA/CVS-Geräte

6.5339.010

Kompletter Elektrodensatz für die Bestimmung von organischen Additiven in Galvanikbädern mittels CVS (Cyclic Voltammetric Stripping). Enthält rotierende Platin-Arbeitslektrode (Elektrodendurchmesser: 2 mm), Referenzelektrode, Platin-Hilfselektrode, Messgefäße und Elektrolytlösungen.

Lieferumfang 6.5339.010

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung                                    |
|-------|------------|-------------------------------------------------|
| 1 STK | 6.0343.100 | Getrennte Pt-Stift-Elektrode                    |
|       |            | Platin-Hilfselektrode für Voltammetrie und CVS. |



1 STK

6.0728.130

LL-Ag/AgCl-Referenzelektrode für CVS

Inneres Referenzsystem mit Elektrolyt  $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ . Zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Kunststoff 6.1245.010.



1 STK

6.1204.610

Platin-Elektrodentip 2 mm für CVS

Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser Elektrodenscheibe  $2 \text{ mm} \pm 0.05 \text{ mm}$ , polierte Oberfläche, Schaft aus Glas, Gewindeanschluss M3. Rundlauffehler:  $0.3 \text{ mm}$ . Temperaturbereich:  $0 \dots 50 \text{ }^\circ\text{C}$ .



1 STK

6.1204.510

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE)

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Titanachse für Professional-VA/CSV-Geräte, Gewinde M3.



1 STK

6.1245.010

Elektrolytgefäß aus Kunststoff

Elektrolytgefäß aus Kunststoff mit Keramikdiaphragma für Double-Junction-Referenzelektrode.



1 STK

6.1415.210

Titriergefäß / 10-90 mL



---

1 STK

6.1415.250

Titriergefäß / 50-150 mL



---

1 STK

6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

Elektrolytlösung  $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$  (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)



---

1 STK

6.2310.010

Elektrolyt  $\text{KNO}_3$ -1mol/L 250 mL

Elektrolytlösung  $\text{KNO}_3$  1 M (Bezugselektrolyt für kombinierte Silberelektroden)

