



CVS-Elektrodenausrüstung mit 3-mm-Platinelektrode für Professional-VA/CVS-Geräte

6.5339.020

Kompletter Elektrodensatz für die Bestimmung von organischen Additiven in Galvanikbädern mittels CVS (Cyclic Voltammetric Stripping). Enthält rotierende Platin-Arbeitslektrode (Elektroden Durchmesser: 3 mm), Referenzelektrode, Platin-Hilfselektrode, Messgefäße und Elektrolytlösungen.

Lieferumfang 6.5339.020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.0343.100	Getrennte Pt-Stift-Elektrode
		Platin-Hilfselektrode für Voltammetrie und CVS.



1 STK

6.0728.130

LL-Ag/AgCl-Referenzelektrode für CVS

Inneres Referenzsystem mit Elektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Kunststoff 6.1245.010.



1 STK

6.1204.170

Platin-Elektrodentip für CVS 3 mm

Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser Elektrodenscheibe 3 mm, polierte Oberfläche, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.



1 STK

6.1204.510

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE)

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Titanachse für Professional-VA/CSVs-Geräte, Gewinde M3.



1 STK

6.1245.010

Elektrolytgefäß aus Kunststoff

Elektrolytgefäß aus Kunststoff mit Keramikdiaphragma für Double-Junction-Referenzelektrode.



1 STK

6.1415.210

Titriergefäß / 10-90 mL



1 STK

6.1415.250

Titriergefäß / 50-150 mL



1 STK

6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)



1 STK

6.2310.010

Elektrolyt KNO_3 -1mol/L 250 mL

Elektrolytlösung KNO_3 1 M (Bezugselektrolyt für kombinierte Silberelektroden)

