



VA-Elektrodenausrüstung mit scTRACE Gold für Professional-VA-Geräte

6.5339.050

Kompletter Elektrodensatz für die Bestimmung von Arsen oder Quecksilber. Enthält Halter für scTRACE Gold, scTRACE Gold, Rührer und Messgefäß.

Lieferumfang 6.5339.050

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1204.500	Rührer für Professional-VA-Geräte

Rührer für Professional-VA-Geräte komplett, metallfrei.



Halter für die scTRACE Gold mit Steckkontakten zum Anschluss der Elektrodenkabel für Arbeits-, Referenz- und Hilfselektrode. Der Elektrodenschaft ergibt zusammen mit der scTRACE Gold 6.1258.000 einen kompletten Sensor für die Voltammetrie zur Verwendung in Professional-VA-Geräten. Zum Einsatz in VA-Ständen und VA Computrace sind drei Adapter 6.2112.130 notwendig. Die scTRACE Gold muss lediglich auf den Schaft aufgesteckt werden. Während die scTRACE Gold in regelmässigen Abständen ausgetauscht wird, kann der Elektrodenschaft weiterverwendet werden.



Goldmikrodraht-Elektrode auf Dickfilmbasis für die Bestimmung von Arsen in Wässern. Die scTRACE Gold ist ein kombinierter voltammetrischer Sensor für die Voltammetrie. Goldmikrodraht-Arbeitslektrode, Ag/AgCl-Referenzelektrode und Kohlenstoff-Hilfselektrode befinden sich auf einem Sensor. Einfach in der Handhabung und weitgehend wartungsfrei kann mit der scTRACE Gold zum Beispiel Arsen in Wasser im Spurenbereich bestimmt werden. Zusammen mit dem Elektrodenschaft 6.1241.080 kann sie in jedem Metrohm-Voltammetrie-Messstand verwendet werden.



2 STK

6.1446.040

Gewindestopfen / M6



2 STK

6.1808.000

Kupplungsmuffe M6



1 STK

6.2753.210

Deckel

Für Ölabscheider 62753200 und für Anwendungen mit der scTRACE Gold.

