



CVS-Elektrodenausrüstung mit 2-mm-Platinelektrode für Professional-VA/CVS-Geräte für intensiven Einsatz

6.5339.060

Kompletter Elektrodensatz für die Bestimmung von organischen Additiven in Galvanikbädern mittels CVS (Cyclic Voltammetric Stripping). Enthält rotierende Platin-Arbeitslektrode (Elektrodendurchmesser: 2 mm), Antriebsachse mit Quecksilberkontakt, wartungsfreie Gel-Referenzelektrode, Platin-Hilfselektrode, Messgefäße und KCl-Elektrolytlösung.

Lieferumfang 6.5339.060

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)



1 STK

6.1415.210

Titriergefäß / 10-90 mL



1 STK

6.1415.250

Titriergefäß / 50-150 mL



1 STK

6.0343.100

Getrennte Pt-Stift-Elektrode

Platin-Hilfselektrode für Voltammetrie und CVS.



1 STK

6.0730.100

Komplette LL-Ag/AgCl(Gel) Referenzelektrode

Wartungsfreie Double-Junction-Ag/AgCl-Referenzelektrode für die Voltammetrie. Aus Glas mit Elektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (Gel), für pH 0 ... 8. Geeignet für den Einsatz im Dauerbetrieb in automatisierten Systemen und Online-Geräten.



1 STK

6.1204.610

Platin-Elektrodentip 2 mm für CVS

Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm $\pm 0.05 \text{ mm}$, polierte Oberfläche, Schaft aus Glas, Gewindeanschluss M3. Rundlauffehler: 0.3 mm. Temperaturbereich: 0 ... 50 °C.



1 STK

6.1204.520

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Quecksilberkontakt

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Titanachse und Quecksilberkontakt für Professional-VA/ CVS-Geräte, Gewinde M3.

