



VA-Elektrodenausrüstung mit Bismuttropfenelektrode für Professional-VA- Geräte

6.5339.080

Kompletter Elektrodensatz für voltammetrische Bestimmungen von Schwermetallen. Enthält Bismuttropfenelektrode, Referenzelektrode, Glassy-Carbon-Hilfselektrode, Messgefäß, Rührer, Elektrolytlösung und weiteres Zubehör.

Lieferumfang 6.5339.080

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.1446.040	Gewindestopfen / M6



1 STK

6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)



1 STK

6.0728.120

Ag/AgCl-Referenzelektrode

Inneres Referenzsystem mit Elektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Kunststoff 6.1245.010.



1 STK

6.1241.120

Elektrodenhalter

Elektrodenhalter für VA-Hilfselektroden mit Steckkontakt 5.5 mm. Zur Verwendung mit Glassy-Carbon-Stift (6.1247.000) oder Platinstift (6.1247.010).



1 STK

6.1245.010

Elektrolytgefäß aus Kunststoff

Elektrolytgefäß aus Kunststoff mit Keramikdiaphragma für Double-Junction-Referenzelektrode.



1 STK

6.1247.000

Glassy-Carbon-Stift (GC)

Zu Elektrodenhalter 6.1241.020 oder 6.1241.120 für VA-Hilfselektrode.



1 STK

6.1415.210

Titriergefäß / 10-90 mL



1 STK

6.0346.000

Bismut-Tropfenelektrode

Bismut-Tropfenelektrode für die voltammetrische Bestimmung von Spuren von Metallionen in Wasserproben. Sie kann als Arbeitselektrode im 884 Professional VA verwendet werden.



1 STK

6.1204.500

Rührer für Professional-VA-Geräte

Rührer für Professional-VA-Geräte komplett, metallfrei.



Für Ölabscheider 62753200 und für Anwendungen mit der scTRACE Gold.

