



VA-Elektrodenausrüstung mit rotierender Glassy-Carbon-Scheibenelektrode für die Antioxidantienbestimmung für Professional-VA-Geräte

6.5339.100

Kompletter Elektrodensatz für Bestimmungen von Antioxidantien. Enthält Antrieb für rotierende Scheibenelektrode, Glassy-Carbon-Elektrodentip, Platin-Referenzelektrode, Platin-Hilfselektrode und Messgefäß.

Lieferumfang 6.5339.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

6.0343.100

Getrennte Pt-Stift-Elektrode

Platin-Hilfselektrode für Voltammetrie und CVS.



1 STK

6.1204.510

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE)

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Titanachse für Professional-VA/CSVs-Geräte, Gewinde M3.



1 STK

6.1204.600

Glassy-Carbon-Elektrodentip, Schaft aus Glas.

Kohlenstoffelektrodentip aus Glassy-Carbon (GC). Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm $\pm$ 0.1 mm, polierte Oberfläche, Schaft aus Glas, Gewindeanschluss M3, Rundlauffehler: 0.25 mm. Temperaturbereich: 0 ... 50 °C.



1 STK

6.1415.150

Titriergefäß / 5-70 mL



1 STK

6.2802.000

Polierset für Festelektroden

Polierset aus 1 Poliертuch und etwa 2 g Aluminiumoxidpulver (Korngrösse
0.3 µm)

