



Ausrüstung: 807 Dosing Units für Pipettiersystem für Professional-VA/CVS-Geräte

6.5339.620

Zubehörsatz für vollautomatisiertes CVS-Pipettiersystem in Verbindung mit dem 858 Professional Sample Processor. Enthält je eine 807 Dosing Unit 5 mL und 50 mL, Klarglasflaschen 2 L, Pipettierschlauch, Waschstation, Spritzschutz und weiteres Zubehör. Ohne Dosinos.

Lieferumfang 6.5339.620

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1456.210	Messgefäß / 10-90 mL Messgefäß für automatisierte VA-Systeme



1 STK

6.1462.270

Schwenkarm mit Transferkopf für 786 Swing Head,
rechtsschwenkend

Schwenkarm für Pipettiersystem mit 858 Professional Sample Processor
VA und CVS



1 STK

6.1562.120

Pipettierschlauch / 10 mL mit Halter zu Sample
Processors

Pipettierschlauch für den Transfer von Lösungen.



1 STK

6.1602.115

Flaschenaufsatz / S 40 / grün

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde S 40 (Merck...).



2 STK

6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45



1 STK

6.1805.080

FEP-Schlauch / M6 / 25 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1805.120

FEP-Schlauch / M6 / 100 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



3 STK

6.1805.530

FEP-Schlauch / M6 / 2 m

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1808.010

Kupplungsstück 2xM6

2 Aussengewinde M6. Teil der Schraubverbindungen für
Wechseleinheiten und für 676 Sample Changer



1 STK

6.1808.050

Schlauchadapter Olive / M8 aussen

1 Aussengewinde M8 und 1 Olive für Schläuche. Z.B. für
Thermostatmantel der Wechseleinheiten und Stabilitätsmessgeräte.



1 STK

6.1808.060

T-Verbinder / M6 innen

3 mal Gewinde M6 innen.



1 STK

6.1819.080

Kanüle für Gaseinleitung

Für Stabilitätsmessgeräte.



1 STK

6.1823.010

Führungsschaft zu Pipettierschlauch

Zur Montage im Transfer-Schwenkarm an den Robotic Sample Processors



2 STK

6.1829.080

Ansaugschlauch / M6 / 0.3 m

Mit Gewinde M6. Für Dosiereinheiten.




1 STK

6.2622.040

Positionierplatte

Positionierplatte für Pipettiersystem mit 858 Professional Sample Processor VA und CVS



1 STK

6.2622.030

Zubehör Sicherheitsabdeckung

Zubehör für Pipettiersystem mit 858 Professional Sample Processor VA und CVS . Beinhaltet Stativ und Befestigungsmaterial für Sicherheitsabdeckung 6.2751.200 und Positionierplatte 6.2622.020.



2 STK

6.2709.070

Führungshülse

Für die Fixierung von Büretten- und Dosierspitzen in Titrierköpfen und Elektrodenhaltern



2 STK

6.2744.200

Adapter UNF 10/32 aussen / M6 innen

Zur Verbindung von 1/16 in. PEEK-Kapillaren und Transferschlauch (M6).



1 STK

6.2751.200

Sicherheitsabdeckung

Sicherheitsabdeckung für Pipettiersystem mit 858 Professional Sample Processor VA und CVS



1 STK

6.2841.110

Spülstation zu Pipettierausrüstung

Spülstation zu Pipettierausrüstung



1 STK

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 5 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.



807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 50 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
2.800.0020	800 Dosino Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0.65 m).

