



VA-Elektrodenhalterausrüstung mit SPE-Elektrodenschaft für VA Computrace

6.5340.030

Zubehörausrüstung für die Verwendung von Dickfilmelektroden (*screen-printed electrodes, SPE*). Enthält Elektrodenschaft für Dickfilmelektroden, Messgefäß, Rührer und weiteres Zubehör. Ohne Elektroden.

Lieferumfang 6.5340.030

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1204.200	Rührer für VA-Stände
		Rührer für VA-Stände komplett, metallfrei



1 STK

6.1241.090

Elektrodenschaft für Dickfilmelektroden (SPE)

Halter für Dickfilmelektroden (*screen-printed electrodes*, SPE) mit Steckkontakten zum Anschluss der Elektrodenkabel für Arbeits-, Referenz- und Hilfelektrode. Der Elektrodenschaft ergibt zusammen mit Dickfilmelektroden einen kompletten Sensor für die Voltammetrie. Während die Dickfilmelektroden regelmässig ausgetauscht werden müssen, kann der Elektrodenschaft weiterverwendet werden.




1 STK

6.1244.020

Antriebsriemen

für rotierende Scheibenelektroden und Rührer in VA-Ständen. (3 Stück)



1 STK

6.1244.060

Silikondichtung für SPE-Elektrodenschaft (10 Stück)

Dichtung aus Silikon für SPE-Elektrodenschaft 6.1241.090 und Messkopf (SPE) 6.01256.020, 10 Stück.



1 STK

6.1415.150

Titriergefäss / 5-70 mL



1 STK

6.1446.000

Schliffstopfen / B-14/(15)



4 STK

6.1446.040

Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1808.000

Kupplungsmuffe M6



1 STK

6.1819.000

Kanüle zur Gaseinleitung

Im Messgefäß-Oberteil der VA-Stände



3 STK

6.2112.130

Adapter Steckkontakt 5.5 mm / Schraubkontakt,
vergoldet

Für VA-Elektroden

