



Consumable Kit Biodiesel Rancimat

6.5706.010

Zusammenstellung wichtiger Verbrauchsteile für den Biodiesel Rancimat.

Lieferumfang 6.5706.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
8 STK	6.0913.130	Messgefäß-Deckel für Stabilitätsmessgeräte Mit eingebauter konduktometrischer Messzelle.



1 STK

6.1429.050

Reaktionsgefäß lang für Stabilitätsmessungen

Reaktionsgefäß für die Messung von flüchtigen Ölen, Mineralölen, Biodiesel und Biodieselblends mit dem Biodiesel Rancimat. In Kombination mit 6.2418.130. Set à 100 Stück.



2 STK

6.1454.040

O-Ring

O-Ring für Luftrohr bei Stabilitätsmessungen. Set à 8 Stück.



8 STK

6.1839.000

Iso-Versinic-Schlauch 0.22 m

Verbindungsschlauch für Stabilitätsmessgeräte zur Bestimmung der Oxidationsstabilität von Biodiesel.




1 STK

6.2418.130

Luftrohr lang für Biodieselmessungen

Set à 100 Stück. In Kombination mit 6.1429.050.



2 STK

6.2724.010

Staubfilter

Staubfilter für Rancimaten und Karl-Fischer-Öfen.



1 STK

6.2753.107

Reaktionsgefäß-Deckel für Stabilitätsmessungen

Zu Reaktionsgefäß 6.1429.040 oder 6.1429.050. Set à 100 Stück.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2811.000	Molekularsieb	
	Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.	
6.2811.010	Molekularsieb (US)	
	Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.	
	Dieses Produkt ist für alle Anwender mit Wohnsitz in den USA. Das Material wird gemäß dem OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) in den USA als gefährlich eingestuft.	