



NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle 4 Channels

A629280120C

Der NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle gehört zur nächsten Generation von Prozessanalysatoren für Echtzeitanalysen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie. Zerstörungsfreie, exakte Messungen von praktisch jedem Probenotyp (Pulver, Schlämme, Flüssigkeiten, ...) werden direkt in der Prozesslinie, der Mühle, im Trockner oder im Reaktionsgefäß durchgeführt. An das Analysengerät können bis zu 4 Sonden und/oder Durchflusszellen angeschlossen werden. Alle 4 Kanäle können unabhängig voneinander konfiguriert werden. Darüber hinaus können sich dank der MicroBundle-Glasfasern die 4 Messpunkte bis zu 35 m vom XDS NIR Process Analyzer entfernt befinden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

A649281190

NIRS XDS Process Contact Lampe 50W, 12 Volt - Bleiweiss

Ersatzlampe mit Kontakt für NIRS Process Geräte. 50W, 12 Volt- Bleiweiss.

