



NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle 9 Channels

A629280130C

Der NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle gehört zur nächsten Generation von Prozessanalysatoren für Echtzeitanalysen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie. Zerstörungsfreie, exakte Messungen von praktisch jedem Proben­typ (Pulver, Schlämme, Flüssigkeiten, ...) werden direkt in der Prozesslinie, der Mühle, im Trockner oder im Reaktionsgefäß durchgeführt. An das Analysengerät können bis zu 9 Sonden und/oder Durchflusszellen angeschlossen werden. Alle 9 Kanäle können unabhängig voneinander konfiguriert werden. Darüber hinaus können sich dank der MicroBundle-Glasfasern die 9 Messpunkte bis zu 35 m vom XDS NIR Process Analyzer entfernt befinden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

A649281190

NIRS XDS Process Contact Lampe 50W, 12 Volt - Bleiweiss

Ersatzlampe mit Kontakt für NIRS Process Geräte. 50W, 12 Volt- Bleiweiss.

