



NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber SinglePoint

A629280210C

Der NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber gehört zur nächsten Generation von Prozessanalysatoren für Echtzeitanalysen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie. Zerstörungsfreie, genaue Messungen klarer Flüssigkeiten werden direkt in der Prozesslinie oder einem Reaktionsgefäß durchgeführt. Dank der Einzelfasern kann sich der Messpunkt bis zu 100 m vom XDS NIR Process Analyzer entfernt befinden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
A649281190	NIRS XDS Process Contact Lampe 50W, 12 Volt - Bleiweiss

Ersatzlampe mit Kontakt für NIRS Process Geräte. 50W, 12 Volt- Bleiweiss.

