



NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber 4 Channels

A629280220C

Der NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber gehört zur nächsten Generation von Prozessanalysatoren für Echtzeitanalysen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie. Zerstörungsfreie, genaue Messungen klarer Flüssigkeiten werden direkt in der Prozesslinie oder einem Reaktionsgefäß durchgeführt. Mit Hilfe der Software können alle vier Kanäle unabhängig voneinander konfiguriert werden. Dank der Einzelfasern können sich die vier Messpunkte bis zu 100 m vom XDS NIR Process Analyzer entfernt befinden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

A649281190

NIRS XDS Process Contact Lampe 50W, 12 Volt - Bleiweiss

Ersatzlampe mit Kontakt für NIRS Process Geräte. 50W, 12 Volt- Bleiweiss.

