



NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber 9 Channels

A629280230C

Der NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber gehört zur nächsten Generation von Prozessanalysatoren für Echtzeitanalysen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie. Zerstörungsfreie, genaue Messungen klarer Flüssigkeiten werden direkt in der Prozesslinie oder einem Reaktionsgefäß durchgeführt. An das Analysengerät können bis zu 9 Sonden und/oder Durchflusszellen angeschlossen werden. Mit Hilfe der Software können alle neun Kanäle unabhängig voneinander konfiguriert werden. Dank der Einzelfasern können sich die neun Messpunkte bis zu 100 m vom XDS NIR Process Analyzer entfernt befinden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

A649281190

NIRS XDS Process Contact Lampe 50W, 12 Volt - Bleiweiss

Ersatzlampe mit Kontakt für NIRS Process Geräte. 50W, 12 Volt- Bleiweiss.

