



NIRS XDS Process Analyzer – DirectLight /NonContact-Single point

A629280310

Der NIRS XDS Process Analyzer – DirectLight/NonContact basiert auf der Technologie NIR XDS und gehört zur nächsten Generation von kontaktfreien Prozessanalysatoren für Echtzeitanalysen über einem Förderband, einem Netz oder einem Blech. Es können praktisch alle beweglichen Produkte aus Feststoffen zerstörungsfrei und exakt gemessen werden.

Lieferumfang A629280310


Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

6.7450.090

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard
für Prozessgerät, 1 Inch Durchmesser, 45° Grad
abgeschrägt

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät mit 1
Inch Durchmesser und 45° Winkel




1 STK

6.7450.080

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard
für Prozessgerät, 0.5 Inch Sondendurchmesser

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 0.5
Inch Sondendurchmesser




1 STK

6.7440.480

NIRS Process, I/O-Kommunikationsbox

I/O-Kommunikationsbox für Prozessgeräte mit 24 analogen und 24
digitalen Kanälen



1 STK





6.7450.070

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard
für Prozessgerät, 1 Inch Durchmesser

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät mit 1
Inch Sondendurchmesser



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.7450.090	NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 1 Inch Durchmesser, 45° Grad abgeschrägt	
	NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät mit 1 Inch Durchmesser und 45° Winkel	
6.7450.080	NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 0.5 Inch Sondendurchmesser	
	NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 0.5 Inch Sondendurchmesser	
6.7440.480	NIRS Process, I/O-Kommunikationsbox	
	I/O-Kommunikationsbox für Prozessgeräte mit 24 analogen und 24 digitalen Kanälen	
A649281190	NIRS XDS Process Contact Lampe 50W, 12 Volt - Bleiweiss	
	Ersatzlampe mit Kontakt für NIRS Process Geräte. 50W, 12 Volt- Bleiweiss.	

6.7450.070

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 1
Inch Durchmesser

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät mit 1
Inch Sondendurchmesser

