




NIRS Analyzer PRO – ContactReflection

A629281110

Der NIRS Analyzer Pro ist das Prozessspektrometer mit hochauflösender Diodenarray-Technologie für besonders kurze Messzeiten im Millisekundenbereich. Dank seines integrierten Messfensters ermöglicht es zerstörungsfreie Analysen von Feststoffen, Granulaten und Pulvern direkt in der Prozesslinie ohne Bypass oder durch Schaugläser hindurch – ein echtes Inline-System.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.7440.480	NIRS Process, I/O-Kommunikationsbox
	I/O-Kommunikationsbox für Prozessgeräte mit 24 analogen und 24 digitalen Kanälen



A660044277

Lampe für NIRS Analyzer PRO 12 V/20 W

Ersatzlampe für NIRS Analyzer PRO (12 V/20 W)

