




NIRS Analyzer PRO – FiberSystem

A629281120


Der NIRS Analyzer Pro ist das Prozessspektrometer mit hochauflösender Diodenarray-Technologie für besonders kurze Messzeiten im Millisekundenbereich. Durch den Einsatz von MicroBundle-Glasfasern sowie Kontaktsonden ist es möglich, zerstörungsfreie Analysen von Flüssigkeiten, Granulaten oder Pulvern, Schlämmen für Messungen der Reflexion und Transflexion durchzuführen. Ein Highlight bietet die einzigartige Spoon-Probe für ein repräsentatives Auffangen der Probe und automatisierter Luftspülung nach jeder Messung.

Lieferumfang A629281120

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.7440.480	NIRS Process, I/O-Kommunikationsbox
		I/O-Kommunikationsbox für Prozessgeräte mit 24 analogen und 24 digitalen Kanälen



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.7440.480	NIRS Process, I/O-Kommunikationsbox I/O-Kommunikationsbox für Prozessgeräte mit 24 analogen und 24 digitalen Kanälen	
A660044277	Lampe für NIRS Analyzer PRO 12 V/20 W Ersatzlampe für NIRS Analyzer PRO (12 V/20 W)	