




NIRS Analyzer PRO – DirectLight/NonContact

A629281130


Der NIRS Analyzer Pro ist das Prozessspektrometer mit hochauflösender Diodenarray-Technologie für besonders kurze Messzeiten im Millisekundenbereich. Damit können berührungslose Analysen von Feststoffen wie Granulaten und Pulvern durchgeführt werden. Dieses System wird beispielsweise über ein Förderband montiert, um die vorbeilaufenden Produkte zu analysieren. Mit Hilfe dieser Konfiguration sind Analysen sich schnell bewogender, unebener Oberflächen problemlos möglich.

Lieferumfang A629281130

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.7440.480	NIRS Process, I/O-Kommunikationsbox
		I/O-Kommunikationsbox für Prozessgeräte mit 24 analogen und 24 digitalen Kanälen



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.7440.480	NIRS Process, I/O-Kommunikationsbox I/O-Kommunikationsbox für Prozessgeräte mit 24 analogen und 24 digitalen Kanälen	
A660044277	Lampe für NIRS Analyzer PRO 12 V/20 W Ersatzlampe für NIRS Analyzer PRO (12 V/20 W)	