



TacticID-GP Plus Raman-Handspektrometer

BWT-840000972

Das TacticID-GP Plus ist ein Raman-Handspektrometer für den Feldeinsatz, das der schnellen und zerstörungsfreien chemischen Identifikation dient. Ansprechzeit und operative Unsicherheit können so verkürzt werden. Dank intuitivem Workflow und Touchscreen können Proben durch undurchsichtige und transparente Verpackungen zerstörungsfrei analysiert werden. Den Benutzern, z. B. Sicherheitspersonal, Einsatzkräften (etwa von Strafverfolgungsbehörden), Zoll und Grenzschutz sowie Bombenräumkommandos und Teams zur Gefahrstoffbeseitigung, wird der Gefährdungsgrad klar und deutlich angezeigt, sodass sie selbst bei minimalem Kontakt mit der Probe schnell reagieren können. Das TacticID-GP Plus greift auf die bewährte Raman-Spektroskopie zurück und ermöglicht Benutzern Echtzeit-Identifikation von Proben mit übersichtlicher Anzeige des Gefährdungsgrads sowie der Sicherheitshinweise nach GHS und NFPA704.

Lieferumfang BWT-840000972

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

BWT-840000294 Akku-Ladestation

Ladestation für Lithium-Ionen-Akku (nur zum Aufladen von NR-BAT und TID-BAT).



1 STK

BWT-840000295 Vials für Flüssigkeiten mit 15 mm Durchmesser

Packung mit 6 Vials aus Borosilikatglas (Durchmesser 15 mm) inklusive Tasche.




2 STK

BWT-840000403 Lithium-Ionen-Akku mit 10.8 V

Lithium-Ionen-Akku zur Verwendung: kompatibel mit dem TacticID-N Plus, TacticID Mobile und NanoRam-1064.

TID-BAT



1 STK

BWT-840000406 Adapter für TacticID Vial-Halter

Adapter für den TacticID Vial-Halter, kompatibel mit Vials mit einem Durchmesser von 15 mm.



1 STK

BWT-840000414 18-V-Netzadapter

Netzadapter für 18 VDC, 1,67 A. Stecker für USA, EU, UK und AU sind im Lieferumfang enthalten.

TID-PWA



1 STK

BWT-840000416 TacticID Point-and-Shoot-Adapter

TacticID Point-and-Shoot-Adapter.



1 STK

BWT-840000417 TacticID Validierungskappe

TacticID Validierungskappe mit eingebautem Polystyrol nach ASTM-Standard. Zur Verwendung mit TacticID-N Plus und TacticID-GP Plus.



1 STK

BWT-840000418 TacticID-GP Schutzkappe für den Schaft (Gelb)

TacticID-GP und TacticID-GP Plus Schutzkappe für den Schaft (Gelb).

TID-CAP-GP



1 STK

BWT-840000422 TacticID Tragkoffer

Robuster TacticID Tragkoffer aus Hartplastik.



1 STK

BWT-840000491 TacticID Rechtwinkliger Adapter

TacticID Rechtwinkliger Adapter.



1 STK

BWT-840000498 Kassette für Einwegbatterien

TaticID Batteriekassette zur Verwendung mit sechs Einwegbatterien des Typs 123A (z. B. Surefire). Ohne Batterien.



1 STK

BWT-840000858 USB-Kabel

USB-Kabel, das den Micro-USB-Port bis Typ A USB 2.0 unterstützt.



1 STK

BWT-840000948 USB-OTG-Hostkabel

USB-OTG-Hostkabel für die Datenübertragung zwischen einem USB-Stick und einem Handsystem.



1 STK

BWT-840000974 Komplette Raman-Spektrenbibliothek (TacticID Plus)

Komplette Raman-Spektrenbibliothek für TacticID Plus mit über 10000 Spektren gängiger Chemikalien, Betäubungsmittel, Lösungsmittel und Kunststoffe. Inklusive NFPA704- und GHS-Sicherheitshinweisen.



1 STK

BWT-840000975 Spektrenbibliothek von gängigen Chemikalien, Betäubungsmitteln, Sprengstoffen, Lösungsmitteln und Kunststoffen (TacticID Plus)

Raman-Spektrenbibliothek für TacticID Plus mit über 1200 Spektren gängiger Chemikalien, Betäubungsmittel, Sprengstoffe, Lösungsmittel und Kunststoffe. Inklusive NFPA704- und GHS-Sicherheitshinweisen. Unterliegt möglicherweise der Exportkontrolle.



1 STK

BWT-840000981 TID-SFW-PS TacticID Plus Software

USB-Stick mit TacticID Plus TID-Software für PC, TID-Installationspaket und TacticID Plus Produkthandbüchern.



1 STK


BWT-840000419 Eingabestift/Kugelschreiber für TactiID

Kombination aus Eingabestift/Kugelschreiber für Touchscreens (Packung mit 5 Stück).

TID-STY



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
BWT-840000329	Tasche für 15-mm-Vials	
	Tasche für 15-mm-Vials.	
BWT-840000353	Schutzkappe für den Schaft	
	Schutzkappe für den Schaft von Raman-Handgeräten, Packung mit 10 Stück.	
BWT-840000361	Handmessgerät für die Laserleistung	
	Laserleistungsmessgerät, Stabausführung, kalibriert. Bereich: 5 Mikrowatt bis 1 Watt. Einsatz bei OQ/PQ und jährlicher Zertifizierung des Laserleistungsmessgeräts.	
BWT-840000428	WLAN-Router	
	Tragbarer, batteriebetriebener WLAN-Router, 3G/4G-Verbindung.	

BWT-840000912 Ersatzkit O-Ringe für Raman-Handgeräte

Ersatzkit O-Ringe für Raman-Handgeräte (nur für den Schaft).

Das Kit beinhaltet: 15x O-Ring #1 mit ID 9.00 mm und 15x O-Ring #2 mit ID 10.00 mm (TacticID-Plus, TacticID Mobile und NanoRam-1064).

TID-ORK




BWT-840000524 TacPac™ Adapter

SERS-Analysenadapter zur Verwendung mit TacPac™-P SERS-Substraten.



BWT-840000669 TacticID Kfz-Ladegerät

Kfz-Ladegerät für das TacticID-N Plus.



BWT-840000976 Spektrenbibliothek von gängigen Chemikalien, Betäubungsmitteln, Lösungsmitteln und Kunststoffen (TacticID Plus)

Raman-Spektrenbibliothek für TacticID Plus mit über 1180 Spektren gängiger Chemikalien, Betäubungsmittel, Lösungsmittel und Kunststoffe. Inklusive NFPA704- und GHS-Sicherheitshinweisen.



BWT-840000977 Raman-Spektrenbibliothek von Sprengstoffen (TacticID Plus)

Raman-Spektrenbibliothek von Sprengstoffen für TacticID Plus mit über 180 Spektren. Inklusive NFPA704- und GHS-Sicherheitshinweisen.

Hinweis: Dieser Artikel unterliegt in einigen Regionen möglicherweise Exportkontrollen.



BWT-840000978 Raman-Spektrenbibliothek von Edelsteinen (TacticID Plus)

Raman-Spektrenbibliothek von Edelsteinen für TacticID Plus mit 467 Spektren.



BWT-840000979 Raman-Spektrenbibliothek von chemischen Kampfstoffen (TacticID Plus)

Raman-Spektrenbibliothek von chemischen Kampfstoffen für TacticID Plus. Inklusive NFPA704- und GHS-Sicherheitshinweisen. Hinweis: Dieser Artikel unterliegt in einigen Regionen möglicherweise Exportkontrollen.



BWT-840000603 Tasche für TacticID Adapters

TacticID (785 nm) Adaptertasche



BWT-840001124 TAP-SAM25 TacPac sample preparation kit (package of 25)

SERS analysis sample preparation kit for use with Raman handheld spectrometers from B&W Tek. For Raman signal amplification and fluorescence reduction of hard-to-measure samples. For use with 785 nm laser excitation. Disposable plastic single-use laboratory spatula, pipettes and PP graduated microcentrifuge tubes (2 ml) used to prepare samples for testing with TacPac™ SERS. Package of 25 SERS substrates included.

TAP-SAM25



BWT-840001125 TAP-SAM50 TacPac sample preparation kit (package of 50)

SERS analysis sample preparation kit for use with Raman handheld spectrometers from B&W Tek. For Raman signal amplification and fluorescence reduction of hard-to-measure samples. For use with 785 nm laser excitation. Disposable plastic single-use laboratory spatula, pipettes and PP graduated microcentrifuge tubes (2 ml) used to prepare samples for testing with TacPac™ SERS. Package of 50 SERS substrates included.

TAP-SAM50

