



TacticID-N Plus Raman-Handspektrometer


BWT-840000994

Das TacticID[®]-N Plus ist ein Raman-Handspektrometer für den Feldeinsatz, das für die kontaktfreie forensische Analyse von Betäubungsmitteln, pharmazeutischen Drogen, Streckmitteln und ihren Vorstufen durch Strafverfolgungsbehörden vorgesehen ist.

Dank intuitivem Workflow und Touchscreen können Proben durch undurchsichtige und transparente Verpackungen zerstörungsfrei analysiert werden. Den Benutzern, z. B. Sicherheitspersonal, Einsatzkräften (etwa von Strafverfolgungsbehörden), Zoll und Grenzschutz sowie Bombenräumkommandos und Teams zur Gefahrstoffbeseitigung, wird der Gefährdungsgrad klar und deutlich angezeigt, sodass sie selbst bei minimalem Kontakt mit der Probe schnell reagieren können. Das TacticID-N Plus greift auf die laborbewährte Raman-Spektroskopie zurück und ermöglicht Benutzern eine Echtzeit-Identifikation von illegalen Substanzen ohne Beeinträchtigung der Integrität der Probe oder der Beweiskette.

Benutzer von TacticID-N Plus haben Zugriff auf regelmässige Bibliothek-Updates. Die Identifikationsfunktionen bleiben somit immer auf dem neuesten Stand und der Nachweis neu auftretender Betäubungsmittel stellt kein Problem dar.

Lieferumfang BWT-840000994

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	BWT-840000295	Vials für Flüssigkeiten mit 15 mm Durchmesser Packung mit 6 Vials aus Borosilikatglas (Durchmesser 15 mm) inklusive Tasche.
		
1 STK	BWT-840000403	Lithium-Ionen-Akku mit 10.8 V Lithium-Ionen-Akku zur Verwendung: kompatibel mit dem TacticID-N Plus, TacticID Mobile und NanoRam-1064. TID-BAT
		
1 STK	BWT-840000406	Adapter für TacticID Vial-Halter Adapter für den TacticID Vial-Halter, kompatibel mit Vials mit einem Durchmesser von 15 mm.
		
1 STK	BWT-840000414	18-V-Netzadapter Netzadapter für 18 VDC, 1,67 A. Stecker für USA, EU, UK und AU sind im Lieferumfang enthalten. TID-PWA
		

1 STK

BWT-840000416 TacticID Point-and-Shoot-Adapter

TacticID Point-and-Shoot-Adapter.



1 STK

BWT-840000417 TacticID Validierungskappe

TacticID Validierungskappe mit eingebautem Polystyrol nach ASTM-Standard. Zur Verwendung mit TacticID-N Plus und TacticID-GP Plus.



1 STK

BWT-840000419 Eingabestift/Kugelschreiber für TacticID

Kombination aus Eingabestift/Kugelschreiber für Touchscreens (Packung mit 5 Stück).

TID-STY



1 STK

BWT-840000422 TacticID Tragkoffer

Robuster TacticID Tragkoffer aus Hartplastik.



1 STK

BWT-840000429 TactiID-N Schutzkappe für den Schaft (Schwarz)

TactiID-N und TactiID-N Plus Schutzkappe für den Schaft (Schwarz).

TID-CAP-N



1 STK

BWT-840000858 USB-Kabel

USB-Kabel, das den Micro-USB-Port bis Typ A USB 2.0 unterstützt.



1 STK

BWT-840000948 USB-OTG-Hostkabel

USB-OTG-Hostkabel für die Datenübertragung zwischen einem USB-Stick und einem Handsystem.




1 STK

BWT-840000981 TID-SFW-PS TactiID Plus Software

USB-Stick mit TactiID Plus TID-Software für PC, TID-Installationspaket und TactiID Plus Produkthandbüchern.



TactiD-N Plus Bibliothek verbotener Substanzen, einschliesslich Drogen, toxischer Industriechemikalien (TIC), toxischer Industriematerialien (TIM), Ausgangsstoffen und gängiger Chemikalien.



Das TAP-KIT-T ist ein SERS-Analysenkit zur Verwendung mit dem TactiD-N Plus und dient der Raman-Signalverstärkung und Fluoreszenzreduzierung bei schwer messbaren Proben. Dieses Kit enthält einen schwarzen Beutel, eine Pinzette, einen SERS-Analysenadapter und 25 SERS-Substrate



SERS-Analysenkit zur Verwendung mit den Raman-Handspektrometern von B&W Tek. Dient der Raman-Signalverstärkung und Fluoreszenzreduzierung bei schwer messbaren Proben. Geeignet für die Laseranregung mit 785 nm. Beinhaltet: Pinzette, TacPac-Adapter, 25 SERS-Streifen.


TAP-KIT-T

Tasche für Adapter der Raman-Handgeräte, die mit dem NanoRam-1064, TactiD-N Plus und TactiD Mobile kompatibel sind.

NR2-PCH-ADPT



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
BWT-840000294	Akku-Ladestation	
	Ladestation für Lithium-Ionen-Akku (nur zum Aufladen von NR-BAT und TID-BAT).	
BWT-840000329	Tasche für 15-mm-Vials	
	Tasche für 15-mm-Vials.	
BWT-840000353	Schutzkappe für den Schaft	
	Schutzkappe für den Schaft von Raman-Handgeräten, Packung mit 10 Stück.	
BWT-840000361	Handmessgerät für die Laserleistung	
	Laserleistungsmessgerät, Stabausführung, kalibriert. Bereich: 5 Mikrowatt bis 1 Watt. Einsatz bei OQ/PQ und jährlicher Zertifizierung des Laserleistungsmessgeräts.	

BWT-840000912 Ersatzkit O-Ringe für Raman-Handgeräte

Ersatzkit O-Ringe für Raman-Handgeräte (nur für den Schaft).

Das Kit beinhaltet: 15x O-Ring #1 mit ID 9.00 mm und 15x O-Ring #2 mit ID 10.00 mm (TacticID-Plus, TacticID Mobile und NanoRam-1064).

TID-ORK



BWT-840000491 TacticID Rechtwinkliger Adapter

TacticID Rechtwinkliger Adapter.



BWT-840000498 Kassette für Einwegbatterien

TacticID Batteriekassette zur Verwendung mit sechs Einwegbatterien des Typs 123A (z. B. Surefire). Ohne Batterien.



BWT-840000524 TacPac™ Adapter


SERS-Analysenadapter zur Verwendung mit TacPac™-P SERS-Substraten.



TacticID (785 nm) Adaptertasche



Kfz-Ladegerät für das TacticID-N Plus.



Raman-Spektrenbibliothek für TacticID Plus mit über 1180 Spektren gängiger Chemikalien, Betäubungsmittel, Lösungsmittel und Kunststoffe. Inklusive NFPA704- und GHS-Sicherheitshinweisen.



SERS analysis sample preparation kit for use with Raman handheld spectrometers from B&W Tek. For Raman signal amplification and fluorescence reduction of hard-to-measure samples. For use with 785 nm laser excitation. Disposable plastic single-use laboratory spatula, pipettes and PP graduated microcentrifuge tubes (2 ml) used to prepare samples for testing with TacPac™ SERS. Package of 25 SERS substrates included.

TAP-SAM25



BWT-840001125 TAP-SAM50 TacPac sample preparation kit (package of 50)

SERS analysis sample preparation kit for use with Raman handheld spectrometers from B&W Tek. For Raman signal amplification and fluorescence reduction of hard-to-measure samples. For use with 785 nm laser excitation. Disposable plastic single-use laboratory spatula, pipettes and PP graduated microcentrifuge tubes (2 ml) used to prepare samples for testing with TacPac™ SERS. Package of 50 SERS substrates included.

TAP-SAM50



607506480

SERS Discovery Kit

Einführungs-Kit für die SERS-Analyse mit Gold- und Silber-P-SERS-Teststreifen sowie Gold- und Silber-Kolloiden.

