

Hastelloy-Tauchschaft für Raman-Sonden (532 nm)

BWT-840001204

RIS100-HS-532-08: Hastelloy-Tauchschaft für die Raman-Sonden BAC102/BAC100B mit einer Anregungswellenlänge von 532 nm. Beinhaltet einen Schaft aus Hastelloy C-276 mit einem Aussendurchmesser von 12.7 mm (0.5 Zoll) und einer Länge von 203.2 mm (8 Zoll) sowie ein goldversiegeltes Saphirglasobjektiv. Arbeitsabstand 0.4 mm in Luft, 0.6 mm in Wasser. Die maximale Betriebstemperatur des Schafts liegt bei 250 °C, der maximale Druck bei 4000 psi. Der Schaft muss mit einer Raman-Sonde von B&W Tek erworben werden.

RIS100-HS-532-08