



TacticID Mobile Flex

BWT-840001336

Das TacticID Mobile Flex-Paket ermöglicht es dem Benutzer, das TacticID Mobile an seine Bedürfnisse anzupassen. Das Flex-Paket umfasst alle Grundkomponenten für den Betrieb des TacticID Mobile ohne Aufsätze zur Spektrenaufnahme. Für den Betrieb wird mindestens ein Aufsatz zur Spektrenaufnahme benötigt.

Das TacticID Mobile Flex-Paket enthält die Polystyrol-Validierungskappe, ein USB-C-zu-USB-A-Kabel, einen Lithium-Ionen-Akku mit 10.8 V und den TacticID Mobile Netzadapter mit internationalen Steckern.

Lieferumfang BWT-840001336

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

BWT-840000348 Validierungskappe aus Polystyrol

Validierungskappe aus Polystyrol mit eingebautem Polystyrol nach ASTM-Standard.




1 STK

BWT-840000403 Lithium-Ionen-Akku mit 10.8 V

Lithium-Ionen-Akku zur Verwendung: kompatibel mit dem TacticID-N Plus, TacticID Mobile und NanoRam-1064.


TID-BAT



1 STK

BWT-840001252 TacticID Mobile Bibliothek verbotener und gängiger Chemikalien

TacticID Mobile Bibliothek verbotener Substanzen, einschliesslich Drogen, toxischer Industriechemikalien (TIC), toxischer Industriematerialien (TIM), Ausgangsstoffen und gängiger Chemikalien.




1 STK

BWT-840001191 USB-Kabel Typ C auf Typ A

USB-Kabel Typ C auf Typ A. Kompatibel mit dem TacticID Mobile.

HHX-USB




1 STK

BWT-840001192 Netzteil für das TacticID Mobile mit internationalen Steckern

Netzteil mit 15 VDC und 3,6 A. Inklusive Steckern für USA, EU, UK und AU. Kompatibel mit dem TacticID Mobile.

HHX-PWA




Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
BWT-840000342	Rechtwinkliger Adapter Rechtwinkliger Adapter für die freihändige Messung mit Raman-Handgeräten. Kompatibel mit dem NanoRam-1064 und TacticID Mobile. 
BWT-840000343	Aufsatzlinse Aufsatzlinse für Raman-Handgeräte. Kompatibel mit dem NanoRam-1064 und TacticID Mobile. 
BWT-840000344	Adapter für Vial-Halter Adapter für Vial-Halter, kompatibel mit Vials mit einem Durchmesser von 15 mm. 
BWT-840000345	NanoRam Flaschenadapter NanoRam Flaschenadapter. NR2-BSA 

BWT-840000353 Schutzkappe für den Schaft

Schutzkappe für den Schaft von Raman-Handgeräten, Packung mit 10 Stück.



BWT-840000354 Adaptertasche (NR2-PCH-ADPT)

Tasche für Adapter der Raman-Handgeräte, die mit dem NanoRam-1064, TacticID-N Plus und TacticID Mobile kompatibel sind.

NR2-PCH-ADPT



BWT-840000419 Eingabestift/Kugelschreiber für TacticID

Kombination aus Eingabestift/Kugelschreiber für Touchscreens (Packung mit 5 Stück).

TID-STY



BWT-840000428 WLAN-Router

Tragbarer, batteriebetriebener WLAN-Router, 3G/4G-Verbindung.



Ersatzkit O-Ringe für Raman-Handgeräte (nur für den Schaft).

Das Kit beinhaltet: 15x O-Ring #1 mit ID 9.00 mm und 15x O-Ring #2 mit ID 10.00 mm (TactiD-Plus, TactiD Mobile und NanoRam-1064).

TID-ORK



BWT-840000949 Large Spot Adapter

Der Probennahmadapter wurde für die Verwendung mit Raman-Handspektrometern von Metrohm entwickelt und bietet eine erhöhte Fokusgrösse sowie eine grössere Probennahmetiefe, um die Verbrennungsgefahr insbesondere bei empfindlichen oder dunkelfarbigem Proben zu minimieren. Darüber hinaus unterstützt dieser Adapter die Analyse durch Verpackungen, wenn er mit Geräten verwendet wird, die mit entsprechender Software kompatibel sind.



TID-STA

BWT-840000969 Transflexionssonde für Raman-Handgerät 1064

Zubehör für Raman-Handspektrometer 1064: Kontakt-Transflexionssonde, Länge 6 Zoll, Arbeitsabstand ca. 1 mm, Betriebsdruck bis zu 2 bar bei Raumtemperatur..



NRX-CTP-IMP

BWT-840000970 NanoRam Adapter für grosse Flaschen (1064)

Raman-Handspektrometer 1064 Zubehör: Adapter für grosse Flaschen mit 10 mm Arbeitsabstand.

NRX-BSA



Schultertasche für die TacticID-Serie. Hergestellt aus extrem strapazierfähigem 1000D-Gewebe, mit mehreren praktischen Taschen und Fächern für den Einsatz unter rauen Bedingungen.. Geeignet für alle TacticID-Produkte und NanoRam-Produkte. Nur zum Transportieren.

TID-SBG



TacticID Mobile Bibliothek verbotener Substanzen, einschliesslich Drogen, toxischer Industriechemikalien (TIC), toxischer Industriematerialien (TIM), Ausgangsstoffen und gängiger Chemikalien.




Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek für TacticID Mobile – Über 29'000 Spektreneinträge von Chemikalien, Mineralien, organischen Chemikalien, Lösungsmitteln, Polymeren, Farbstoffen und Pigmenten, toxischen Industriechemikalien (TIC), toxischen Industriematerialien (TIM), Anorganika, Organometallen, Körperpflegeprodukten und verbotenen Substanzen.

TDL-XM-MCRL



Powerbank (Akku) für das TacticID Mobile. Kompatibel mit dem TacticID Mobile und dem Netzteil des TacticID Mobile zum Aufladen.


HHX-PWB



BWT-840001223 USB-C Kfz-Ladegerät für das TacticID Mobile

USB-C Kfz-Ladegerät für das TacticID Mobile. Beinhaltet ein passendes USB-C-Kabel für das Schnellladen im Fahrzeug.


Modell HHX-CCA



BWT-840001193 USB-Stick mit Produkthandbüchern für das TacticID Mobile

USB-Stick mit dem Produkthandbuch des TacticID Mobile. Inklusive USB-A- sowie USB-C-Verbindungsstück. Kann für OTG-Funktionen genutzt werden.


HHX-USB-OTG



BWT-840001184 Raman-Spektrenbibliothek mit über 1000 Verbindungen für das TacticID Mobile

Raman-Spektrenbibliothek mit über 1000 Spektren von gängigen Chemikalien, Betäubungsmitteln, Lösungsmitteln und Kunststoffen. Inklusive NFPA704- und GHS-Sicherheitshinweisen. Für die Verwendung mit dem TacticID Mobile.

TDL-XM-CNSP



BWT-840001323 Metrohm Mineralienbibliothek für TacticID Mobile

Metrohm Mineralienbibliothek für das TacticID Mobile.



Sprengstoffbibliothek für das TacticID Mobile.



Bibliothek der chemischen Kampfstoffe (CKS) für das TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) anorganischer Stoffe und Organometalle für TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Körperpflegeprodukte für TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Polymere und Polymeradditive für TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Farbstoffe, Pigmente und Färbemittel für TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe für TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) halogenierter organischer Stoffe für TacticID Mobile.



BWT-840001320 TacticID Mobile MCRL Organische Stoffe – Stickstoffgruppe

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe der Stickstoffgruppe für TacticID Mobile.



BWT-840001321 TacticID Mobile MCRL Organische Stoffe – Sauerstoffgruppe

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe der Sauerstoffgruppe für TacticID Mobile.



BWT-840001322 TacticID Mobile MCRL Organische Stoffe – Schwefelgruppe

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe der Schwefelgruppe für TacticID Mobile.



66079320 TacticID Mobile MCRL – Pestizide

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Pestizide für TacticID Mobile.



66079330

TacticID Mobile MCRL – Biochemikalien

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Biochemikalien für TacticID Mobile.



66079340

TacticID Mobile MCRL – Pharmazeutische Wirkstoffe

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) pharmazeutischer Wirkstoffe für TacticID Mobile.

