



# NanoRam-1064 Flex

BWT-840001337

Das NanoRam-1064 Flex-Paket ermöglicht es dem Benutzer, das NanoRam-1064 an seine Bedürfnisse anzupassen. Das Flex-Paket umfasst alle Grundkomponenten für den Betrieb des NanoRam-1064 ohne Aufsätze zur Probennahme. Für den Betrieb wird mindestens ein Aufsatz zur Spektrenaufnahme benötigt.

Das NanoRam-1064 Flex-Paket enthält die Polystyrol-Validierungskappe, ein USB-Kabel, einen 18-V-Netzadapter und einen Lithium-Ionen-Akku mit 10.8 V.

## Lieferumfang BWT-840001337

| Qt.   | Order no.     | Beschreibung                                                                    |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 STK | BWT-840000348 | Validierungskappe aus Polystyrol                                                |
|       |               | Validierungskappe aus Polystyrol mit eingebautem Polystyrol nach ASTM-Standard. |




1 STK

BWT-840000403 Lithium-Ionen-Akku mit 10.8 V

Lithium-Ionen-Akku zur Verwendung: kompatibel mit dem TacticID-N Plus, TacticID Mobile und NanoRam-1064.

TID-BAT



1 STK

BWT-840000414 18-V-Netzadapter

Netzadapter für 18 VDC, 1,67 A. Stecker für USA, EU, UK und AU sind im Lieferumfang enthalten.

TID-PWA



1 STK

BWT-840000858 USB-Kabel

USB-Kabel, das den Micro-USB-Port bis Typ A USB 2.0 unterstützt.



## Optionales Zubehör

| Order no.     | Beschreibung                                                                  |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BWT-840000294 | Akku-Ladestation                                                              |    |
|               | Ladestation für Lithium-Ionen-Akku (nur zum Aufladen von NR-BAT und TID-BAT). |                                                                                       |
| BWT-840000295 | Vials für Flüssigkeiten mit 15 mm Durchmesser                                 |    |
|               | Packung mit 6 Vials aus Borosilikatglas (Durchmesser 15 mm) inklusive Tasche. |                                                                                       |
| BWT-840000296 | Eingabestift/Kugelschreiber                                                   |  |
|               | Kombination aus Eingabestift/Kugelschreiber für Touchscreens.<br>NR-STY       |                                                                                       |
| BWT-840000298 | NanoRam Tragkoffer                                                            |  |
|               | Robuster NanoRam Tragkoffer aus Hartplastik.                                  |                                                                                       |

BWT-840000329 Tasche für 15-mm-Vials

Tasche für 15-mm-Vials.



---

BWT-840000342 Rechtwinkliger Adapter

Rechtwinkliger Adapter für die freihändige Messung mit Raman-Handgeräten. Kompatibel mit dem NanoRam-1064 und TacticID Mobile.



---

BWT-840000343 Aufsatzlinse

Aufsatzlinse für Raman-Handgeräte. Kompatibel mit dem NanoRam-1064 und TacticID Mobile.



---

BWT-840000344 Adapter für Vial-Halter

Adapter für Vial-Halter, kompatibel mit Vials mit einem Durchmesser von 15 mm.



BWT-840000345 NanoRam Flaschenadapter

NanoRam Flaschenadapter.


NR2-BSA



---

BWT-840000353 Schutzkappe für den Schaft

Schutzkappe für den Schaft von Raman-Handgeräten, Packung mit 10 Stück.



---

BWT-840000354 Adaptertasche (NR2-PCH-ADPT)

Tasche für Adapter der Raman-Handgeräte, die mit dem NanoRam-1064, TacticID-N Plus und TacticID Mobile kompatibel sind.

NR2-PCH-ADPT



---

BWT-840000361 Handmessgerät für die Laserleistung

Laserleistungsmessgerät, Stabausführung, kalibriert. Bereich: 5 Mikrowatt bis 1 Watt. Einsatz bei OQ/PQ und jährlicher Zertifizierung des Laserleistungsmessgeräts.



Tragbarer, batteriebetriebener WLAN-Router, 3G/4G-Verbindung.



---

BWT-840000912 Ersatzkit O-Ringe für Raman-Handgeräte

Ersatzkit O-Ringe für Raman-Handgeräte (nur für den Schaft).

Das Kit beinhaltet: 15x O-Ring #1 mit ID 9.00 mm und 15x O-Ring #2 mit ID 10.00 mm (TacticID-Plus, TacticID Mobile und NanoRam-1064).

TID-ORK



---

BWT-840000949 Large Spot Adapter

Der Probennahmeadapter wurde für die Verwendung mit Raman-Handspektrometern von Metrohm entwickelt und bietet eine erhöhte Fokusgrösse sowie eine grössere Probennahmetiefe, um die Verbrennungsgefahr insbesondere bei empfindlichen oder dunkelfarbigem Proben zu minimieren. Darüber hinaus unterstützt dieser Adapter die Analyse durch Verpackungen, wenn er mit Geräten verwendet wird, die mit entsprechender Software kompatibel sind.



TID-STA

---

BWT-840000969 Transflexionssonde für Raman-Handgerät 1064

Zubehör für Raman-Handspektrometer 1064: Kontakt-Transflexionssonde, Länge 6 Zoll, Arbeitsabstand ca. 1 mm, Betriebsdruck bis zu 2 bar bei Raumtemperatur..

NRX-CTP-IMP



BWT-840000970 NanoRam Adapter für grosse Flaschen (1064)

Raman-Handspektrometer 1064 Zubehör: Adapter für grosse Flaschen mit 10 mm Arbeitsabstand.

NRX-BSA



---

BWT-840000971 NanoRam-1064 Software und Produkthandbuch

NanoRam-1064 Zubehör: USB-Stick mit NID-EX Software-Installationspaket, NanoRAM-1064 Produkthandbuch (PDF) und NID EX Installationsanleitung (PDF).



---

BWT-840001263 Umfassende Raman-USP-Bibliothek für das NanoRam-1064

Umfassende Raman-USP-Bibliothek von Metrohm für das NanoRam-1064 mit ~ 900 nachweisbaren, zertifizierten Einträgen.



---

66079530 Umfassende Raman-Bibliothek für NanoRam-1064

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek für NanoRam-1064 – Über 29'000 Spektreneinträge von Chemikalien, Mineralien, organischen Chemikalien, Lösungsmitteln, Polymeren, Farbstoffen und Pigmenten, toxischen Industriechemikalien (TIC), toxischen Industriematerialien (TIM), Anorganika, Organometallen, Körperpflegeprodukten und verbotenen Substanzen.





66079520

## NanoRam-1064 Bibliothek verbotener und gängiger Chemikalien

Metrohm Raman-Bibliothek verbotener und gängiger Chemikalien für NanoRam-1064, einschliesslich Drogen, toxischer Industriechemikalien (TIC), toxischer Industriematerialien (TIM), Ausgangsstoffen und gängiger Chemikalien.



---

66079420

## NanoRam-1064 MCRL – Anorganische Stoffe und Organometalle

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) anorganischer Stoffe und Organometalle für NanoRam-1064.



---

66079470

## NanoRam-1064 MCRL – Körperpflegeprodukte

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Körperpflegeprodukte für NanoRam-1064.



---

66079480

## NanoRam-1064 MCRL – Polymere und Polymeradditive

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Polymere und Polymeradditive für NanoRam-1064.





66079410

NanoRam-1064 MCRL – Farbstoffe, Pigmente und Färbemittel

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Farbstoffe, Pigmente und Färbemittel für NanoRam-1064.



---

66079510

NanoRam-1064 MCRL – Pestizide

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Pestizide für NanoRam-1064.



---

66079490

NanoRam-1064 MCRL – Biochemikalien

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Biochemikalien für NanoRam-1064.



---

66079500

NanoRam-1064 MCRL – Pharmazeutische Wirkstoffe

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) pharmazeutischer Wirkstoffe für NanoRam-1064.



66079430

## NanoRam-1064 MCRL Organische Stoffe – Halogeniert

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) halogenierter organischer Stoffe für NanoRam-1064.



---

66079440

## NanoRam-1064 MCRL Organische Stoffe – Stickstoffgruppe

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe der Stickstoffgruppe für NanoRam-1064.



---

66079450

## NanoRam-1064 MCRL Organische Stoffe – Sauerstoffgruppe

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe der Sauerstoffgruppe für NanoRam-1064.



---

66079460

## NanoRam-1064 MCRL Organische Stoffe – Schwefelgruppe

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe der Schwefelgruppe für NanoRam-1064.

