




Dickfilmelektrode aus Kohlenstoff im 96X-Format

DRP-96X110-U4

Dickfilmelektrode aus Kohlenstoff im 96X-Format. Wird aus 96 elektrochemischen Dreielektroden-Zellen gebildet. Auf der Plattenrückseite sind vergoldete Kontaktwege aufgedruckt

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
DRP-CONNECTOR96X	Zum Anschluss von Dickfilmelektroden im 96X-Format an einen beliebigen (Multi-)Potentiostaten.

Zum Anschluss von Dickfilmelektroden im 96X-Format an einen beliebigen (Multi-)Potentiostaten. Zwei manuelle rotierende Selektoren ermöglichen die Auswahl der Identifikatoren mithilfe eines Buchstabens in der Zeile (von A bis H) und der Spaltennummer (von 1 bis 12) für die zu analysierenden Brunnen.

