


Zelle für Dickfilmelektroden aus PEEK

DRP-CELL-PEEK

Zelle aus PEEK zur Batch-Analyse, die ein optionales Rühren ermöglicht, auch empfehlenswert für entlüftete Proben sowie für das Standardadditionsverfahren. Geeignet zur Arbeit mit allen Dickfilmelektroden aus dem Katalog, aber auch empfehlenswert zur Verwendung mit in Lösungen eingetauchten Dickfilmelektroden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
DRP-CAC	Kabelanschluss für Dickfilmelektroden	
	Zum Anschluss von DropSens Dickfilmelektroden an ein beliebiges Potentiostat. Empfehlenswert bei der Chargen- oder Flussanalyse.	
DRP-CAST	µStat Kabelanschluss für Dickfilmelektroden	
	Zur Verbindung eines DropSens Geräts mit DropSens Dickfilmelektroden	
DRP-CELLHOLDER	Zellenhalter	
	Zubehör zur Verwendung in Verbindung mit den Zellen CELL und CELL-PEEK, um für einen verbesserten Aufbau bei der Batch-Analyse zu sorgen.	