




Zellenhalter

DRP-CELLHOLDER

Zubehör zur Verwendung in Verbindung mit den Zellen CELL und CELL-PEEK, um für einen verbesserten Aufbau bei der Batch-Analyse zu sorgen.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
DRP-CELL-PEEK	Zelle für Dickfilmelektroden aus PEEK Zelle aus PEEK zur Batch-Analyse, die ein optionales Rühren ermöglicht, auch empfehlenswert für entlüftete Proben sowie für das Standardadditionsverfahren. Geeignet zur Arbeit mit allen Dickfilmelektroden aus dem Katalog, aber auch empfehlenswert zur Verwendung mit in Lösungen eingetauchten Dickfilmelektroden.



Zelle aus Methacrylat zur Batch-Analyse, die ein optionales Rühren ermöglicht, auch empfehlenswert für entlüftete Proben sowie für das Standardadditionsverfahren. Geeignet zur Arbeit mit allen Dickfilmelektroden aus dem Katalog, aber auch zur Verwendung mit Dickfilmelektroden im Arbeit-in-Lösung-Format empfehlenswert.

