



Zelle aus Polytetrafluorethylen für Dickfilmelektroden – Kegelstumpf

DRP-CFLWCL-CONIC-TEF


Konische Zelle aus Polytetrafluorethylen zur Verwendung mit Dickfilmelektroden im Standardformat mit der elektrochemischen Zelle in der Mitte des Streifens. Verschlusssystem mit leistungsstarken Magneten.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
DRP-110GPH-U50	Graphen-modifizierte Dickfilmelektrode aus Kohlenstoff
	Graphen-modifizierte Dickfilmelektrode aus Kohlenstoff für die Entwicklung von (Bio-)Sensoren mit einem erweiterten elektrochemischen Aktivbereich.



Zum Anschluss von DropSens Dickfilmelektroden an ein beliebiges Potentiostat. Empfehlenswert bei der Chargen- oder Flussanalyse.



DRP-250BT-U75 Dickfilmelektrode aus Gold (AUX: Pt; REF: Ag) / Ink BT

Dickfilmelektrode aus Gold (AUX: Pt; REF: Ag) / Ink BT. Für das Arbeiten mit Mikrovolumen einsetzbar, auch für dezentrale Analysen oder die Entwicklung spezifischer Sensoren geeignet.



DRP-CAST

μStat Kabelanschluss für Dickfilmelektroden

Zur Verbindung eines DropSens Geräts mit DropSens Dickfilmelektroden



DRP-C013-U75 Dickfilmelektrode aus Silber (AUX: C; REF: Ag)

Dickfilmelektrode aus Silber (AUX: C; REF: Ag). Arbeitselektrode mit einem Durchmesser von 1,6 mm.

