



Durchflusszelle für magnetische Untersuchungen mit Dickfilmelektroden

DRP-CFLWCL-MAGN

Wall-Jet-Durchflusszelle aus Methacrylat in Verbindung mit einem leistungsstarken Magneten zur Durchführung von FIA mit Magnetkügelchen. Geeignet zur Verwendung mit Dickfilmelektroden im Standardformat mit der elektrochemischen Zelle in der Mitte des Streifens. Flow Fittings inklusive.


Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
DRP-110STR-U50	Streptavidin-modifizierte Dickfilmelektrode aus Kohlenstoff

Die Streptavidin-modifizierten Dickfilmelektroden aus Kohlenstoff bieten eine stabile, hochaffine Oberfläche für eine grosse Anzahl von biotinylierten Molekülen.



Zum Anschluss von DropSens Dickfilmelektroden an ein beliebiges Potentiostat. Empfehlenswert bei der Chargen- oder Flussanalyse.



Dickfilmelektrode aus Silber (AUX: C; REF: Ag). Arbeitselektrode mit einem Durchmesser von 1,6 mm.



Zur Verbindung eines DropSens Geräts mit DropSens Dickfilmelektroden



Dickfilmelektrode aus Ferrocyanid/Kohlenstoff. Ideal zur Bestimmung von Wasserstoffperoxid bei einem geringen Detektionspotential.

