




Durchflussszelle – Nur Arbeitselektrode

DRP-CFLWCL-WE

Wall-Jet-Durchflussszelle aus Methacrylat für FIA. Ihr O-Ring umschliesst nur die Arbeitselektrode. Geeignet zur Verwendung mit Dickfilmelektroden im Standardformat mit der elektrochemischen Zelle in der Mitte des Streifens. Verschlussystem mit leistungsstarken Magneten. Flow Fittings inklusive.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
DRP-110CNT-U50	Mit mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen modifizierte Dickfilmelektrode aus Kohlenstoff
	Mit mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen modifizierte Dickfilmelektrode aus Kohlenstoff für die Entwicklung von (Bio-)Sensoren mit einem erweiterten elektrochemischen Aktivbereich.



DRP-CAC

Kabelanschluss für Dickfilmelektroden

Zum Anschluss von DropSens Dickfilmelektroden an ein beliebiges Potentiostat. Empfehlenswert bei der Chargen- oder Flussanalyse.



DRP-250BT-U75

Dickfilmelektrode aus Gold (AUX: Pt; REF: Ag) / Ink BT

Dickfilmelektrode aus Gold (AUX: Pt; REF: Ag) / Ink BT. Für das Arbeiten mit Mikrovolumen einsetzbar, auch für dezentrale Analysen oder die Entwicklung spezifischer Sensoren geeignet.



DRP-CAST

μStat Kabelanschluss für Dickfilmelektroden

Zur Verbindung eines DropSens Geräts mit DropSens Dickfilmelektroden

